



LB 琼脂平板, 氯霉素-10 (LB Agar Plates Chloramphenicol-10)

产品描述

本产品为即用型 LB 琼脂平板 (含 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Chloramphenicol), 平板规格为 90 \times 15 mm, 培养基经 121 $^{\circ}\text{C}$ 、20 min 高温灭菌, 每块平板含 25 mL 的培养基。适用于一般细菌的培养, 特别适用于分子生物学试验中大肠杆菌的保存和培养。本品免去了客户配置 LB 培养基过程中消耗的时间和精力, 明显提高实验效率。

订购信息

产品名称	货号	规格
LB 琼脂平板, 氯霉素-10 (LB Agar Plates Chloramphenicol-10)	AN61L549	10 块

运输与保存

常温运输。4 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 有效期 3 个月。

配方

- 1.0% Tryptone
- 0.5% Yeast Extract
- 1.0% NaCl
- 1.5% Agar
- Chloramphenicol (10 $\mu\text{g}/\text{mL}$)

使用方法

- 使用前, 先将平皿放置到 37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温箱预热。
- 无菌操作, 接种菌种, 如大肠杆菌 (E.coli)。
- 平皿倒置在 37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温箱培养。大肠杆菌培养时间一般为 12~16 h。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 平皿盖子如有冷凝水, 属正常现象, 可在无菌环境中将水倒出或吸出, 不影响使用。
- 平板为真空包装, 若出现胀气, 漏气, 请勿使用。
- 抗生素不稳定, 请在有效期内尽快使用。
- 冷藏时平皿正置, 可以减少冷凝水的形成。
- 本产品接受定制, 详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

- 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)
- 即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)