



利福平溶液(Rifampicin,50mg/ml)

产品描述

利福平(Rifampicin)是一种广谱抗生素,对结核杆菌有较强的抗菌作用,对革兰阳性或阴性菌亦有不同程度的抗菌性,CAS 号为 13292-46-1,分子量为 822.94g/mol,其抑菌作用在于抑制细菌的 RNA 多聚酶,从而阻止 DNA、蛋白质合成。在生物学上利福平常用于选择或清除某些带有质粒的细菌株;临床上,利福平可以用于治疗结核病、肠球菌感染等。

本产品由利福平溶于 DMSO 配制而成,如有需要应用有机滤膜过滤后用于细胞培养。

订购信息

产品名称	货号	规格
利福平溶液(Rifampicin,50mg/ml)	AB12L267	10*1mL

运输与保存

蓝冰运输。-20℃避光保存,有效期 12 个月。

使用方法

根据实验具体要求操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用,不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 注意无菌操作,尽量避免污染。

相关产品推荐

X-gal(20mg/ml) (货号: AN60L178)

IPTG(1M) (货号: AN60L189)