



壮观/奇霉素溶液(Spectinomycin,50mg/ml)

产品描述

壮观霉素(Spectinomycin)又称奇霉素, 是一种氨基环醇类抗菌素, 能与细菌核糖体的 30S 亚基结合, 从而阻碍蛋白质的合成。CAS 号为 21736-83-4, 分子量为 405.27 g/mol。

本产品由高纯度壮观霉素溶于 DMSO 配置而成的储存液, 经无菌处理。

订购信息

产品名称	货号	规格
壮观/奇霉素溶液(Spectinomycin,50mg/ml)	AB12L366	10*1mL

运输与保存

蓝冰运输。-20℃避光保存, 有效期 12 个月。

使用方法

根据实验具体要求操作, 一般工作浓度为 50~100μg/ml。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 减少反复冻融的次数, 以免失效。
3. 注意无菌操作, 尽量避免污染。

相关产品推荐

X-gal(20mg/ml) (货号: AN60L178)

IPTG(1M) (货号: AN60L189)