



## 2%鲤鱼红细胞

### 产品描述

李记生物的 2%鲤鱼红细胞适用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板等试验。主要成分为 2mL 鲤鱼红细胞+98mL 保存液（默认阿氏液，可选 PBS 或生理盐水）。

### 订购信息

| 产品名称    | 货号       | 规格    |
|---------|----------|-------|
| 2%鲤鱼红细胞 | AC31L483 | 100mL |

### 运输与保存

蓝冰运输。开封后 4℃保存，有效期 2 周；未开封 4℃保存，有效期 1 个月。【注】：使用时请 4℃低温保存，切忌零下冰冻。

### 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 2. 每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。**
3. 若短期内不使用，请每天摇匀一次，预防红细胞因缺营养而变黑；开封使用后应立即放回冰箱，建议一次性开封用完。

### 相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）  
特级胎牛血清（Foetal Bovine Serum）（货号：AC03L055）