



1%火鸡红细胞

产品描述

李记生物的 1%火鸡红细胞适用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板等试验。主要成分为 1mL 火鸡红细胞+99mL 保存液 (默认阿氏液, 可选 PBS 或生理盐水)。

订购信息

产品名称	货号	规格
1%火鸡红细胞	AC31L531	100mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4°C 保存, 有效期 2 周; 未开封 4°C 保存, 有效期 1 个月。【注】: 使用时请 4°C 低温保存, 切忌零下冰冻。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. **每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。**
3. 若短期内不使用, 请每天摇匀一次, 预防红细胞因缺营养而变黑; 开封使用后应立即放回冰箱, 建议一次性开封用完。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)