



新生牛血清 (Newborn Calf Serum)

产品描述

封闭系统里采自出生后 2 h 内的新生牛血液为原料, 微孔过滤无菌而成, 性状为浅黄色澄清液体, 无噬菌体、超低内毒素、无溶血、无异物、无细菌、真菌、支原体、霉形体、衣原体等。

李记生物的新生牛血清促细胞生长繁殖效果极佳, 适用于细胞、组织器官培养、细胞株保藏、单抗研制。

订购信息

产品名称	货号	规格
新生牛血清 (Newborn Calf Serum)	AC34L031	100 mL
新生牛血清 (Newborn Calf Serum)	AC34L032	500 mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4°C 保存, 有效期 3 周; 开封后 -20°C 保存, 有效期 12 个月; 未开封 -20°C 保存, 有效期 60 个月。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。**
- 使用时应注意 4°C 低温保存, 切忌反复冻融, 如解冻后有蛋白析出为正常现象。可离心去除, 不影响使用, 开封使用后应立即放回冰箱。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)