



枸橼酸钠抗凝羊血

产品描述

封闭系统里健康绵羊无菌采血，添加所需抗凝科学制作而成，无任何细菌、真菌、支原体、衣原原体，不添加任何防腐剂、抗生素。

李记生物的枸橼酸钠抗凝羊血（抗凝剂：枸橼酸钠，草酸钾，EDTA，肝素钠）用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等试验。

订购信息

产品名称	货号	规格
枸橼酸钠抗凝羊血	AC36L041	100mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃保存，有效期 1 个月。【注】：不可冷冻！

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 建议收到后及时使用，2 周内用完。
3. 本产品易产生溶血现象，每天需轻轻将红细胞全部摇起。
4. 如收到后产品性质不符，请于收到货三天内联系 021-50778506 转技术支持，以致尽早答复。三天后联系，我司将有权判定非产品质量问题。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）

特级胎牛血清（Foetal Bovine Serum）（货号：AC03L055）