



外泌体纯化柱固定器

产品描述

本产品是由亚克力材质组件拼接而成的纯化柱支架, 可用于 12mL 和 30mL 规格重力柱的固定, 使分离纯化更简便。

订购信息

产品名称	货号	规格
外泌体纯化柱固定器	AE25L134	1 个

运输与保存

常温运输。常温保存。

组装方法

- 拆开包装、核对组件: 拆开外包装和保护膜, 取出并核对组件 (1 块底座板、2 根圆柱形支柱、2 块带孔的固定板、2 个支柱与地板的固定螺丝、4 个支柱与固定板的调节螺母)。
- 组装: 依次拼接各组件, 从下到上安装, 先拼接底座与支柱, 再拼接固定板。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品推荐

外泌体分离试剂盒 (SEC 法) (货号: AC25L434)