



0.22um 针式滤器 (PES, 33mm)

产品描述

李记生物的针式滤器有高流速、高通量、低吸附、低溶出物等特点, 不同滤膜种类、不同直径和孔径满足各种应用。在药物开发研究与色谱分析样本前处理中, 能高效完成生物液体的澄清及除菌过滤, 还广泛适用于缓冲液、抗生素和蛋白溶液等关键试剂的除菌处理, 针对粘性溶液或复杂液体, 特别采用预过滤设计, 提高过滤效果与操作便捷性。

订购信息

产品名称	货号	规格
0.22um 针式滤器 (PES, 33mm)	AG14L922	50 个/盒

运输与保存

常温运输, 常温保存。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

PVDF 膜 (0.22 μ m) (货号: AG14L022)

PVDF 膜 (0.45 μ m) (货号: AG14L045)