



电泳玻璃板套装（适配伯乐）1.0mm

产品描述

玻璃板套装厚度为 1.0mm，制胶用平板玻璃、凹板玻璃，适配伯乐电泳槽，Mini-PROTEAN Tetra 和 Mini-PROTEAN 3 垂直电泳槽，天能品牌等。原片切割，打磨，粘胶，再开槽，再打磨。数控精度，标准规范，不脱胶，贴合好。

电泳玻片加带浓缩胶&分离胶刻度线，按刻度线制胶，精准不出错。

尺寸：凹板玻璃：100.5mm*82.5mm*3.5mm

平板玻璃：100.5mm*73mm*1.1mm

订购信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
|--------------------|----------|-------|
| 电泳玻璃板套装（适配伯乐）1.0mm | AG15L105 | 5*1 套 |

运输与保存

常温运输，常温保存。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

三色预染蛋白 Marker（10-180KD）（货号：AP13L052）

PAGE 预混快速凝胶试剂盒（多款浓度）（货号：AP15L515）