



MKN-74 细胞专用培养基

产品描述

MKN-74 (中文名称: 人胃癌细胞) 细胞专用培养基, 配方经由和元李记技术团队反复测试优化, 可保障 MKN-74 细胞稳定生长。本产品中已包含 MKN-74 细胞生长所需的各种营养组分, 无需额外添加其他试剂, 可直接用于 MKN-74 细胞的体外培养。

本产品采用过滤除菌工艺, 可直接用于细胞培养。

订购信息

产品名称	货号	规格
MKN-74 细胞专用培养基	AM01L751	100mL
MKN-74 细胞专用培养基	AM01L755	4*125mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃避光保存, 有效期 3 个月。

使用方法

MKN-74 细胞培养方法

培养基	RPMI-1640 medium (AC01L064) + 和元李记特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (AC03L055) 10% + P/S (AC03L332) 1%
培养条件	37°C 5% CO ₂
消化条件	0.25% (w/v) Trypsin-0.53 mM EDTA 溶液或和元李记 0.25%胰蛋白酶消化液 (含 EDTA, 含酚红) (AC15L811), 消化 1-3min
传代比例	1: 2-1: 3
换液频率	2-3 次/周

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品已添加血清与双抗, 若无特殊实验需求, 无需补加上述组分, 直接使用即可。
- 为保障产品使用性能, 请勿长时间置于室温或高温环境存放。
- 4℃避光保存, 禁止冷冻; 水浴回温, 避免反复多次回温。
- 开封后建议 1 个月内使用完毕。
- 无菌条件下操作。
- 废弃物按照生物安全实验室规定灭菌处理。

相关产品推荐

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)

RPMI-1640 medium (含 L-谷氨酰胺) (货号: AC01L064)