



## NCI-H226 细胞专用培养基

### 产品描述

NCI-H226 (中文名称: 人肺鳞癌细胞) 细胞专用培养基, 配方经由和元李记技术团队反复测试优化, 可保障 NCI-H226 细胞稳定生长。本产品中已包含 NCI-H226 细胞生长所需的各种营养组分, 无需额外添加其他试剂, 可直接用于 NCI-H226 细胞的体外培养。

本产品采用过滤除菌工艺, 可直接用于细胞培养。

### 订购信息

| 产品名称             | 货号       | 规格      |
|------------------|----------|---------|
| NCI-H226 细胞专用培养基 | AM02L511 | 100mL   |
| NCI-H226 细胞专用培养基 | AM02L515 | 4*125mL |

### 运输与保存

蓝冰运输。4℃避光保存, 有效期 3 个月。

### 使用方法

#### NCI-H226 细胞培养方法

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 培养基  | RPMI-1640 medium (AC01L064) + 和元李记特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (AC03L055) 10% + P/S (AC03L332) 1% |
| 培养条件 | 37°C 5% CO <sub>2</sub>                                                                           |
| 消化条件 | 0.25% (w/v) Trypsin-0.53 mM EDTA 溶液或和元李记 0.25%胰蛋白酶消化液 (含 EDTA, 含酚红) (AC15L811), 消化 1-3min         |
| 传代比例 | 1: 3-1: 4                                                                                         |
| 换液频率 | 2-3 次/周                                                                                           |

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品已添加血清与双抗, 若无特殊实验需求, 无需补加上述组分, 直接使用即可。
- 为保障产品使用性能, 请勿长时间置于室温或高温环境存放。
- 4℃避光保存, 禁止冷冻; 水浴回温, 避免反复多次回温。
- 开封后建议 1 个月内使用完毕。
- 无菌条件下操作。
- 废弃物按照生物安全实验室规定灭菌处理。

### 相关产品推荐

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)

RPMI-1640 medium (含 L-谷氨酰胺) (货号: AC01L064)