



6-JOE, SE

产品描述

6-JOE 与罗丹明 6G 有类似的吸收和发射光谱, 6-JOE, SE 主要用于自动化的 DNA 测序, 也用于标记核苷酸。

订购信息

产品名称	货号	规格
6-JOE, SE	AN55L017	5 mg

运输与保存

蓝冰运输。-20°C保存, 有效期 12 个月。

产品参数

中文名称: 6-羧基-4',5'-二氯-2',7'-二甲氧基荧光素琥珀酰亚胺酯

英文名称: 6-Carboxy-4',5'-dichloro-2',7'-dimethoxyfluorescein, succinimidyl ester

Ex(nm): 520


Em(nm): 548

分子量: 602.34

溶剂: DMSO

CAS 号: 113394-23-3

结构式:



注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

Hoechst 33258 超级纯 (货号: AC12L011)

Alexa Fluor 488 标记鬼笔环肽 (绿色) (货号: AC18L032)