



Texas Red-X


产品描述

CAS#: 199745-67-0

中文名称: 德克萨斯红-X

英文名称: Texas Red-X, succinimidyl ester

Texas Red-X, succinimidyl ester 主要用于自动化的 DNA 测序, 也用于标记核苷酸, 与罗丹明 6G 有相似的光谱特性。



技术资料

- 1.Ex(nm): 585
- 2.Em(nm): 602
- 3.分子量: 816.94
- 4.溶剂: DMSO

订购信息

产品名称	货号	规格
Texas Red-X	AN55L018	5 mg

运输与保存

蓝冰运输。-20°C保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

6-TET, SE (货号: AN55L028)