



6-TET, SE

产品描述

6-TET, SE

中文名称: 6-(4,6-二氯三嗪基)氨基荧光素

英文名称: 6-Carboxy-2',4,7',7-tetrachlorofluorescein, succinimidyl ester

6-TET, SE 是一种非常受欢迎的氨基活性荧光探针, 是广泛应用于核酸测序及相关研究, 在核酸序列标记领域应用多。

技术资料

1. Ex(nm): 521
2. Em(nm): 536
3. 分子量: 611.17
4. 溶剂: DMSO

订购信息

产品名称	货号	规格
6-TET, SE	AN55L028	5 mg

运输与保存

蓝冰运输。-20°C保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

Hoechst 33258 超级纯 (货号: AC12L011)

Alexa Fluor 488 标记鬼笔环肽 (绿色) (货号: AC18L032)