



## 6-HEX, SE

### 产品描述

6-HEX, SE

CAS 号: 2129651-79-0


英文名称: 6-HEX, SE [6-Carboxy-2',4,4',5',7,7'-hexachlorofluorescein, succinimidyl ester

中文名称: 6-羧基-2',4,4',5',7,7'-六氯荧光素琥珀酰亚胺酯

6-HEX, SE 是 6-HEX 酸的琥珀酰亚胺酯, 用于氨基活化, 它广泛应用于核酸序列和相关研究。

### 技术资料

1. Ex(nm): 533
2. Em(nm): 559
3. 分子量: 680.06
4. 溶剂: DMSO
5. 结构式:



### 订购信息

| 产品名称      | 货号       | 规格   |
|-----------|----------|------|
| 6-HEX, SE | AN55L039 | 5 mg |

### 运输与保存

蓝冰运输。-20°C避光保存, 有效期 12 个月。

### 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

### 相关产品推荐

Hoechst 33258 超级纯 (货号: AC12L011)

Alexa Fluor 488 标记鬼笔环肽 (绿色) (货号: AC18L032)