



## 6-HEX, SE

### 产品描述

6-HEX, SE 是 6-HEX 酸的琥珀酰亚胺酯, 用于氨基活化, 它广泛应用于核酸序列和相关研究。

### 订购信息


产品名称	货号	规格
6-HEX, SE	AN55L039	5 mg

### 运输与保存

蓝冰运输。-20°C 避光保存, 有效期 12 个月。

### 产品参数

<b>中文名称:</b>	6-羧基-2',4,4',5',7,7'-六氯荧光素琥珀酰亚胺酯		
<b>英文名称:</b>	6-HEX, SE [6-Carboxy-2',4,4',5',7,7'-hexachlorofluorescein, succinimidyl ester		
<b>Ex(nm):</b>	533	<b>Em(nm):</b>	559
<b>分子量:</b>	680.06	<b>溶剂:</b>	DMSO
<b>CAS 号:</b>	2129651-79-0	<b>结构式:</b>	



### 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

### 相关产品推荐

Hoechst 33258 超级纯 (货号: AC12L011)

Alexa Fluor 488 标记鬼笔环肽 (绿色) (货号: AC18L032)