



6-ROX, SE

产品描述

6-ROX, SE

CAS 号: 216699-36-4


英文名称: 6-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester

中文名称: [5-羧基-X-罗丹明琥珀酰亚胺酯

6-ROX, SE 是 5(6)ROX,SE 异构体的纯化单体, 主要用于标记核苷酸和核酸测序。相比其他罗丹明类荧光染料, ROX 不稳定, 存储期间要注意低温避光, 防止降解。

技术资料

1. Ex(nm): 575
2. Em(nm): 602
3. 分子量: 631.67
4. 溶剂: DMSO
5. 结构式:



订购信息

产品名称	货号	规格
6-ROX, SE	AN55L058	5 mg

运输与保存

蓝冰运输。-20°C保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

Hoechst 33258 超级纯 (货号: AC12L011)

Alexa Fluor 488 标记鬼笔环肽 (绿色) (货号: AC18L032)