



6-FAM, SE

产品描述

6-FAM, SE

英文名称: 6-FAM, SE [6-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester]

中文名称: 6-FAM, SE [6-羧基荧光素, 琥珀酰亚胺酯]

6-FAM, SE 是用于标记核苷酸的荧光试剂, 6-FAM, SE 是单一异构体 6-FAM 酸的胺反应性琥珀酰亚胺酯。它是用于标记核苷酸和核酸的最受欢迎的绿色荧光试剂之一。与 5-FAM 相比, 6-FAM 较少用于制备小分子。

技术资料

1. Ex(nm): 495
2. Em(nm): 517
3. 分子量: 473.39
4. 溶剂: DMSO

订购信息

产品名称	货号	规格
6-FAM, SE	AN55L078	10 mg

运输与保存

蓝冰运输。-20°C 保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

Hoechst 33258 超级纯 (货号: AC12L011)

Alexa Fluor 488 标记鬼笔环肽 (绿色) (货号: AC18L032)