



红霉素 (Erythromycin)

产品描述

本品为红霉素溶液，使用红霉素粉末溶于乙醇配制，浓度为 50mg/mL。

产品浓度

50 mg/mL

订购信息

产品名称	货号	规格
红霉素 (Erythromycin)	AN60L199	10*1 mL

运输与保存

蓝冰运输。-20°C 避光保存，有效期 12 个月。

使用方法

室温溶解后使用，避免反复冻融。无菌操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 不同细菌抗生素的工作浓度有所不同，请按需添加。
- 本产品接受定制，详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)

酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)