



巧克力琼脂平板 (Chocolate Agar Plates)

产品描述

本产品为即用型巧克力琼脂平板，平板规格为 90×15 mm，培养基经 121°C、20 min 高温灭菌，每块平板含 25 mL 的培养基。适用于一般细菌的培养，特别适用于分子生物学试验中大肠杆菌的保存和培养。本品免去了客户配置 LB 培养基过程中消耗的时间和精力，明显提高实验效率。

配方

- 3.6% GC Agar Base
- 1.0% IsoVitalex Enrichment
- 1.0% Hemoglobin

订购信息

产品名称	货号	规格
巧克力琼脂平板 (Chocolate Agar Plates)	AN62L937	10 块

运输与保存

常温运输。4°C 保存，有效期 3 个月。

使用方法

- 使用前，先将平皿放置到 37°C 恒温箱预热。
- 无菌操作，接种菌种，如大肠杆菌 (E.coli)。
- 平皿倒置在 37°C 恒温箱培养。大肠杆菌培养时间一般为 12~16 h。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 平皿盖子如有冷凝水，属正常现象，可在无菌环境中将水倒出或吸出，不影响使用。
- 平板为真空包装，若出现胀气，漏气，请勿使用。
- 抗生素不稳定，请在有效期内尽快使用。
- 冷藏时平皿正置，可以减少冷凝水的形成。
- 本产品接受定制，详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)

氨苄青霉素 (Ampicillin) (货号: AN60L116)