



LB 半固体培养基

配方

- 1.0% Tryptone
- 0.5% Yeast Extract
- 1.0% NaCl
- 0.75% Agar

订购信息

产品名称	货号	规格
LB 半固体培养基	AN62L968	200mL

运输与保存

常温运输。4°C保存, 有效期 3 个月。

使用方法

无菌操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品为黄色透明半固体, 如出现浑浊, 请勿使用。
- 抗生素不稳定, 请在有效期内尽快使用。
- 本产品接受定制, 详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

- 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)
- 氨苄青霉素 (Ampicillin) (货号: AN60L116)