



## 2×YT 肉汤, 卡那霉素-50 (2×YT Broth, Kanamycin-50)

### 配方

- 1.6% Tryptone
- 1.0% Yeast Extract
- 0.5% NaCl
- 50 µg/mL Kanamycin

### 订购信息

产品名称	货号	规格
2×YT 肉汤, 卡那霉素-50 (2×YT Broth, Kanamycin-50)	AN67L148	3 mL×32 支
2×YT 肉汤, 卡那霉素-50 (2×YT Broth, Kanamycin-50)	AN67L149	500 mL

### 运输与保存

常温运输。4°C保存, 有效期 3 个月。

### 使用方法

无菌操作。

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品为黄色透明液体, 如发现液体浑浊, 请勿使用。
- 摇菌管最大可承受 10000g 离心。
- 抗生素不稳定, 请在有效期内尽快使用。
- 本产品接受定制, 详情请咨询销售人员。

### 相关产品推荐

即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)

酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)