



2×YT 肉汤，羧苄青霉素-50 (2×YT Broth, Carbenicillin-50)

配方

- 1.6% Tryptone
- 1.0% Yeast Extract
- 0.5% NaCl
- 50µg/mL Carbenicillin

订购信息

产品名称	货号	规格
2×YT 肉汤，羧苄青霉素-50 (2×YT Broth, Carbenicillin-50)	AN67L179	500 mL

运输与保存

常温运输。4°C保存，有效期 3 个月。

使用方法

无菌操作。

注意事项

- 1.本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 2.本产品为黄色透明液体，如发现液体浑浊，请勿使用。
- 3.摇菌管最大可承受 10000g 离心。
- 4.抗生素不稳定，请在有效期内尽快使用。
- 5.本产品接受定制，详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

- 即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)
- 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)