



脑心浸液肉汤 (Brain Heart Infusion (BHI) Broth)

配方

3.7% Brain Heart Infusion

订购信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
|---|----------|-------------|
| 脑心浸液肉汤 (Brain Heart Infusion (BHI) Broth) | AN67L436 | 3 mL × 32 支 |
| 脑心浸液肉汤 (Brain Heart Infusion (BHI) Broth) | AN67L438 | 500 mL |

运输与保存

常温运输。4°C 保存，有效期 3 个月。

使用方法

无菌操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品为黄色透明液体，如发现液体浑浊，请勿使用。
- 摇菌管最大可承受 10000g 离心。
- 抗生素不稳定，请在有效期内尽快使用。
- 本产品接受定制，详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)

酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)