



胰酶大豆肉汤, 氯霉素-10 (Tryptic Soy Broth, Chloramphenicol-10)

配方

- 1.7% Tryptone
- 0.3% Soytone
- 0.25% Glucose
- 0.25% Potassium Phosphate, dibasic 0.5% Sodium Chloride
- 10 µg/mL Chloramphenicol

订购信息

产品名称	货号	规格
胰酶大豆肉汤, 氯霉素-10 (Tryptic Soy Broth, Chloramphenicol-10)	AN67L466	3 mL × 32 支
胰酶大豆肉汤, 氯霉素-10 (Tryptic Soy Broth, Chloramphenicol-10)	AN67L468	500 mL

运输与保存

常温运输。4°C 保存, 有效期 3 个月。

使用方法

无菌操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品为黄色透明液体, 如发现液体浑浊, 请勿使用。
- 摇菌管最大可承受 10000g 离心。
- 抗生素不稳定, 请在有效期内尽快使用。
- 本产品接受定制, 详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)

酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)