



LB 肉汤, 氨苄青霉素-100 (LB Broth, Ampicillin-100)

配方

- 1.0% Tryptone
- 0.5% Yeast Extract
- 1.0% NaCl
- 100 µg/mL Ampicillin

订购信息

产品名称	货号	规格
LB 肉汤, 氨苄青霉素-100 (LB Broth, Ampicillin-100)	AN67L546	3 mL×32 支
LB 肉汤, 氨苄青霉素-100 (LB Broth, Ampicillin-100)	AN67L548	500 mL

运输与保存

常温运输。4°C保存, 有效期 1 个月。

使用方法

无菌操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品为黄色透明液体, 如发现液体浑浊, 请勿使用。
- 摇菌管最大可承受 10000g 离心。
- 抗生素不稳定, 请在有效期内尽快使用。
- 本产品接受定制, 详情请咨询销售人员。

相关产品推荐

即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)

酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)