



## LB 肉汤, 卡那霉素-25 (LB Broth, Kanamycin-25)

### 配方

1.0% Tryptone

0.5% Yeast Extract

1.0% NaCl

25µg/mL Kanamycin

### 订购信息

产品名称	货号	规格
LB 肉汤, 卡那霉素-25 (LB Broth, Kanamycin-25)	AN67L576	3 mL×32 支
LB 肉汤, 卡那霉素-25 (LB Broth, Kanamycin-25)	AN67L577	500 mL

### 运输与保存

常温运输。4°C保存, 有效期 3 个月。

### 使用方法

无菌操作。

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品为黄色透明液体, 如发现液体浑浊, 请勿使用。
- 摇菌管最大可承受 10000g 离心。
- 抗生素不稳定, 请在有效期内尽快使用。
- 本产品接受定制, 详情请咨询销售人员。

### 相关产品推荐

即用型 LB 琼脂平板 (LB Agar Plates) (货号: AN61L516)

酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂平板 (YPD Agar Plates) (货号: AN64L116)