



Hepes Running Buffer for Native PAGE (Powder)

产品描述

Hepes-Tris Running Buffer 是适用于 Hepes-Tris 体系的电泳缓冲液。
本产品以粉末形式提供, 共 10 小包, 每小包可配制 500 mL 1X 工作液。

订购信息

产品名称	货号	规格
Hepes Running Buffer for Native PAGE (Powder)	AP15L116	10*500 mL

运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期 24 个月。

使用方法

- 取 1 小包可以配制 500 mL 电泳液的粉剂, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水到约 400 mL, 溶解。
- 在量筒中定容到 500 mL, 即为 1X 工作液。
- 混匀后即可使用。
- 未用完的电泳液可室温保存, 通常室温可保存 2-3 d, 4°C 可保存 1-2 周。

注意事项

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。
- 1X 工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周。
- 本电泳液适用于 Hepes 缓冲体系凝胶, 请勿用于其它缓冲体系凝胶。

相关产品推荐

蛋白电泳预制胶 Hepes-Tris gel (货号: AP15L815)
免冰浴快速转膜液 (20X) (货号: AP14L024)
EZ ECL Pico 化学发光液(超敏型) (货号: AP34L024)