



TBS 缓冲液 (粉剂)

产品描述

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Tris 缓冲盐溶液主要成分为 Tris-HCl(pH8.0)、氯化钠、防腐剂, 不含 Tween 20。简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 主要用于免疫组化、原位杂交、酶联免疫、免疫印迹实验中, 常用作洗涤缓冲液, 也常用于抗体的稀释以及封闭液的配制, 是常用分子生物学试剂。

本产品以粉剂形式提供, 实验时去离子溶解即可, 操作便捷。

订购信息

产品名称	货号	规格
TBS缓冲液 (粉剂)	AP16L235	10*2L

运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期24个月。

使用方法

使用时用蒸馏水或去离子水溶解, 定容至 2L, 即为 1× 工作液。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。

相关产品推荐

PBS缓冲液 (粉剂) (货号: AC08L033)

1× TAE缓冲液 (粉剂) (货号: AN34L157)