




FITC 'isomer I' [fluorescein-5-isothiocyanate]

产品介绍

FITC (异硫氰酸荧光素) 是一种具有胺反应活性的荧光素衍生物, 可以用来标记蛋白或其他分子。

产品参数

1. 外观: 可溶于 DMSO 或 DMF 的橙黄色固体
2. Ex/Em: 492/520 nm
3. CAS 号: 3326-32-7
4. 分子式: $C_{22}H_{11}NO_5S$
5. 分子量: 389.4
6. 分子结构图:



订购信息

产品名称	货号	规格
FITC 'isomer I'[fluorescein-5-isothiocyanate]	AP35L014	100 mg

运输与保存

蓝冰运输。-20°C避光保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 荧光染料均存在猝灭问题, 请尽量注意避光, 以减缓荧光猝灭。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品推荐

Hoechst 33258 超级纯 (货号: AC12L011)

Alexa Fluor 488 标记鬼笔环肽 (绿色) (货号: AC18L032)