



## TMB 显色终止液 (650nm)

### 产品描述

TMB 显色终止液 (650nm) 用于终止 TMB 底物显色反应, 终止后的反应产物为蓝色, OD 值稳定, 适合读取 650nm 吸光度。本产品不含 SDS, 可避免终止后溶液变色、浑浊或沉淀, 亦不会出现终止后的 OD 值逐渐下降, 因此检测结果更加准确。

### 订购信息

产品名称	货号	规格
TMB显色终止液 (650nm)	AP37L135	500mL

### 运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期36个月。

### 产品参数

pH值: 7.5-11.5

应用: ELISA

### 使用方法

#### ELISA显色终止步骤:

- 显色: 各孔加入TMB显色液 (货号: AP37L114) 100 $\mu$ L, 孵育一定时间, 溶液逐渐变蓝。
- 终止: 加入TMB显色终止液 (650nm) 各100 $\mu$ L, 终止后, 溶液变为黄色。
- 检测: 用酶标仪检测OD<sub>650</sub>或OD<sub>650/492</sub>。

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

### 相关产品推荐

BCA 蛋白定量试剂盒 (货号: AP12L025)

三色预染蛋白Marker (10-180KD) (货号: AP13L052)

EZ ECL pico 化学发光液 (超敏型) (货号: AP34L024)